

Bure XL

EL

Bure XL ist für größere und schwerere Patienten konzipiert, er bietet deshalb mehr Platz und ist robuster. Weil es bei der Pflege von schwereren Patienten besonders wichtig ist, kraftvoll Hilfsmittel zu haben, wird Bure XL immer mit elektrischem Antrieb geliefert.

Ergonomische Handgriffe

Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre "normale" Handstellung einnehmen können.

Leicht erreichbare Handsteuerung

Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegendе und Benutzer diese einfach erreichen können.

Elektrisches Aufhefen

Bure XL ist eine ausgezeichnete Unterstützung beim Aufhefen des Patienten. Die Belastung des Personals wird minimiert und dadurch auch das Risiko von Verschleißschäden. Ein Teil der Patienten kann sich sogar mit Hilfe des Gehwagens alleine erheben.

Offene Konstruktion

Die offene Konstruktion gibt dieselbe Stabilität, aber größere Handlungsspielräume. Der Patient fühlt sich nicht eingegengt. Pflegendе, die beim Aufstehen oder Ankleiden unterstützen, haben es deutlich einfacher.

Widerstandsfähig gegen Wasser

Alle elektrischen Komponenten von Bure XL haben die Schutzklasse IP 66 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Höheneinstellung in den Handgriffen

Siehe Zubehör.

Lange Lebensdauer

Der Gehwagen ist so konstruiert, dass er lange hält. Zum Beispiel gibt es eine zusätzliche Verstärkung um die Armlehnenkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen.

Stabil

Der Gehwagen hat anatomische Kissen, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Tisch kann einfacher gesteuert werden.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung

Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen vorab auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient dann steht, kann die Höhe des Wagens fein eingestellt werden, so dass er bequem ist und beim Gehen eine optimale Stütze darstellt.

Konstruiert für schwere Patienten

Bure XL ist als Stütze für schwerere Patienten bis zu 240 kg konstruiert. Der Gehwagen ist auch breiter, um eine gute Stabilität zu gewährleisten und genug Platz zu bieten. Die Innenmaße betragen 44-62 cm. Der zusätzliche Beinraum kommt zum Beispiel Patienten, die wegen Spastiken mehr Gehraum benötigen, entgegen.

Klinik- und Pflegeumgebung

Wegen seiner Größe passt Bure XL am besten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC. | Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Breite	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-315	Bure XL EL	88 cm	240 kg	78 cm	91-131 cm	44-62 cm